

Основные достоинства:

- гарантия 30.000 часов работы
- инновационный принцип работы
- простота в обращении
- 100% произведено в Германии

oxy 6000 6л

Концентратор кислорода "oxy"

Made in Germany



уровень шума
лишь 35 db(A)

модулярное
построение

USB интерфейс

микропроцессорное
управление

легкий доступ
к фильтрам и
предохранителям

инновационный мульти-сенсор

CE 0197

Комплект поставки

oxy 6000 6л O₂ концентратор

№ по каталогу 41-1000

В т. ч.:

концентратор 41-1001

увлажнитель 41-7005

угловой соединитель 41-7001

назальная канюля 2м 80-1001

назальная канюля 5м 80-1002

руководство 41-1201

дополнительные принадл. по запросу

Технические данные

размеры: 535 x 203 x 520 мм

вес: 19.8 кг

питание: 230 В / 50 Гц

потребл. мощность: 360 Вт

предохран.- внешн.: 2 x ТТ 2.5 АН 250 В

предохран.- внутр.: Т 1.0 АЛ 250 В

рабочая температура: +5° - +40°С

температура хранения: -25° - +70°С

уровень шума: < 35 дБ(А)

MDD Классификация: IIa

поток: 0 до 2 л/мин с шагом 0,1

2 до 4 л/мин с шагом 0,2

4 до 6 л/мин с шагом 0,5

кислород: 1 до 4 л/мин: 95 - 3%

4 до 5 л/мин: 85 +/- 3%

5 до 6 л/мин: 75 +/- 3%

тревоги: температура, отсутств.питания,
поток, кислород, сенсор, система

фильтры: грубой очистки - на задней стенке
тонкой очистки - под крышкой

гарантия: 30.000 операц. часов или 5 лет



Bitmos GmbH
Himmelgeister Str. 37
D 40225 Düsseldorf Germany

Тел.: +49 211 60101030
Факс: +49 211 60101050

sales@bitmos.de
www.bitmos.de

Bitmos
MEDIZINTECHNIK